



REKAP DAFTAR HADIR PEMBIMBING PRAKTIKUM

BLOK 14

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PERIODE : 21 NOPEMBER 2020 S.D. 05 DESEMBER 2020

No	Nama Dosen	Departemen	Jmh Jam Rencana Praktikum				Jmlh Jam Realisasi
				Nop		Des	
				24	26	3	
1	dr. Frisca Angreni, M.Biomed.	Anatomi	12	-	6	6	12
2	dr. Silphia Novelyn, M.Biomed.	Anatomi	12	-	6	6	12
3	Fri Rahmawati, S.Si., M.Si.	Biokimia Kedokteran	4	-	4	-	4
4	Dra. Herlina Selvi Maria Simbala, M.Pd	Biokimia Kedokteran	6	-	6	-	6
5	Jap Mai Cing, M.Si.	Biokimia Kedokteran	4	-	4	-	4
6	Prof. Dr. drh. Maria Bintang, MS.	Biokimia Kedokteran	6	-	6	-	6
7	Dr. Muhammad Alfarabi, S.Si., M.Si.	Biokimia Kedokteran	6	-	6	-	6
8	dr. Nur Nunu Prihantini, M.Si.	Biokimia Kedokteran	6	-	6	-	6
9	dr. Frisca Ronauli Batubara, M.Biomed.	Biomedik Dasar	4	4	-	-	4
10	drh. Isdoni, MSc. AIFH.	Biomedik Dasar	4	4	-	-	4
11	dr. June Luhulima, MS. Sp.KL.	Biomedik Dasar	4	4	-	-	4
12	Manogari Sianturi, S.Si. MT.	Biomedik Dasar	4	4	-	-	4
13	dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed., AIFM.	Biomedik Dasar	4	4	-	-	4
14	dr. B.R. Hertaty Siahaan, M.Pd.Ked.	Patologi Anatomi	6	-	-	6	6
15	dr. Fajar Lamhot Gultom, Sp.PA.	Patologi Anatomi	4	-	-	4	4
16	dr. Marjasa Dharmawan Dicky Newton, M.Kes.	Patologi Anatomi	4	-	-	4	4
17	dr. Marliana Nurprilinda, Sp.PA., MH.Kes.	Patologi Anatomi	6	-	-	6	6
Total			84				84
Persentasi Kehadiran Pembimbing Prakt. Blok 14			100%				
Petugas Lab							
NIHIL							

Mengetahui,
Manager PZSK,

Dra. Lusia Sri Sunarti, MS.

Jakarta, 07 Desember 2020

Koordinator Blok 14,

dr. Frits R.W. Suling, Sp.JP.(K)., FIHA., FAsCC.



96 .

TINJAUAN PUSTAKA

METABOLISME LIPID

I.1. TEST IKATAN RANGKAP

DASAR PERCOBAAN:

Ikatan rangkap pada asam lemak dalam minyak dan lemak dapat mengikat (adisi) halogen, biasanya digunakan yodium, misalnya dalam larutan Hubl.

CARA KERJA:

1. Masukkan sedikit minyak kelapa ke dalam tabung kering
2. Tambahkan kloroform dengan volume yang sama, campur.
3. Teteskan larutan Hubl (Yodium) dan goyang pada setiap penambahan yodium
4. Perhatikan warna yodium yang hilang akibat teradisi oleh ikatan rangkap.
5. Lakukan juga test ini pada margarin dan kemak padat.
6. Bandingkan ketidakjemuhan lipid berdasarkan jumlah tetesan yodium yang dapat diadisi.

HASIL DAN PENGAMATAN

NO	Bahan Uji	Larutan Yodium yang diadisi	
		Teori	Praktikum
1.	Minyak kelapa curah tetes
2.	Minyak kelapa bermerek tetes
3.	Minyak kelapa curah dipanaskan tetes
4.	Minyak kelapa merek (dipanaskan) tetes

PEMBAHASAN:

1. Coba bandingkan tetesan masing – masing bahan uji di atas ?

I.2. TEST KOLESTEROL

DASAR PERCOBAAN

Alkohol yang terdapat dalam lemak adalah gliserol dan kolesterol. Kolesterol banyak terdapat dalam sel tubuh, terutama pada jaringan saraf. Hanya terdapat pada lemak hewan dan tidak terdapat pada lemak tumbuh – tumbuhan. Untuk menentukan adanya kolesterol dapat dipakai test Lieberman-Burchard dan test Salkowski. Kedua test ini mengakibatkan dehidrasi kolesterol dan menghasilkan zat – zat berwarna. Tabung reaksi yang digunakan harus kering benar.

CARA KERJA :

A. Test Salkowski

1. Campurkan dengan hati – hati 1 ml larutan kolesterol dalam 0,05 % kloroform dan 1ml bahan uji dengan 1 ml H_2SO_4 pekat.
2. Perhatikan warna merah, biru dan ungu dalam lapisan kloroform dan flouresensi kuning dalam lapisan asam.

B. Test Lieberman –Burchard

1. Campurkan 2 ml kolesterol dalam 0,05 % kloroform dan 2 ml bahan uji dengan 10 tetes asam asetat anhidrida.
2. Masukkan ke dalam campuran ini 2 -3 tetes asam sulfat pekat.
3. Kocok dengan hati- hati dan perhatikan perubahan warna yang timbul. Warna ini tidak stabil dan dapat berubah warna dari merah ke biru ke hijau.

HASIL DAN PENGAMATAN

Bahan Uji	Test	Warna yang timbul
Kolesterol	Salkowski	
	Lieberman- Burchard	
Minyak kelapa	Salkowski	
	Lieberman- Burchard	

PEMBAHASAN

I.3. HIDROLISIS MENTEGA

Hidrolisis lemak dalam suasana basa dalam alkohol panas disebut saponifikasi atau penyabunan. Reaksi safonifikasi dikatakan lengkap atau sempurna, bila teteskan hidrolisat ini pada air tidak lagi menunjukkan ada minyak.

CARA KERJA :

1. Masukkan 5 gram mentega dan 35 ml NaOH dalam alkohol, kedalam gelas kimia kecil.
2. Panaskan dalam penangas air.
3. Lakukan test penyabunan dengan meneteskan hasil hidrolisat ke dalam tabung berisi air. Bila penyabunan telah sempurna, larutan dalam tabung reaksi akan jernih dan tidak terlihat oleh tetesan minyak di atas permukaan air.
4. Pindahkan hidrolisat ke dalam gelas kimia 250 ml.
5. Tambahkan 10 ml air, panaskan sehingga semua alkohol menguap.
6. Tambahkan H_2SO_4 encer sampai asam test dengan laksam biru.
7. Pindahkan lapisan minyak dengan pipet ke dalam tabung reaksi.
8. Panaskan hati – hati sampai asam – asam yang mudah menguap hilang.
9. Dinginkan minyak.
10. Test minyak dengan test ikatan rangkap (lihat I.1)

HASIL DAN PENGAMATAN

NO	Bahan Uji	Test ikatan rangkap (Test Yodium)	
		Teori	Praktikum
1.	Minyak hidrolisat

PEMBAHASAN :

1. Mengapa tidak terlihat tetesan minyak bila penyabunan sudah tuntas?
2. Apakah yang terdapat dalam minyak hidrolisat ?

I.4. TEST AKROLEIN

DASAR PERCOBAAN

Gliserol yang dipanaskan dengan KHSO_4 mengalami dehidrasi menjadi akrolein (akrilaldehid) yang berbau tajam yang khas.

CARA KERJA :

Percobaan ini sebaiknya dilakukan dalam lemari asam

1. Masukkan ke dalam sebuah tabung reaksi bubuk halus KHSO_4 sehingga kira – kira 1 cm.
2. Teteskan ke dalamnya gliserol dan panaskan hati – hati di nyala api. Kemudian panaskan lebih kuat.
3. Perhatikan bau akrolein yang terbentuk. Pada pemanasan mendadak, yang akan tercipta adalah bau SO_4 yang mirip dengan bau akrolein.
4. Lakukan juga test ini pada minyak kelapa.

HASIL DAN PENGAMATAN

NO	Bahan Uji	Teori	Praktikum
1.	Gliserol		
2.	Minyak kelapa		

PEMBAHASAN

TINJAUAN PUSTAKA

UJI VITAMIN

II.1 TEST PENGENAL VITAMIN A

DASAR PERCOBAAN

Jika pada larutan vitamin A yang cukup murni di tambahkan pereaksi Carr – Price akan timbul warna biru. Warna biru yang timbul tersebut dengan cepat mencapai intensitas maksimal dan kemudian akan berubah menjadi merah coklat. Intensitas warna ini setara dengan kadar vitamin A di dalam larutan, sehingga cara penentuan vitamin ini dapat dijadikan dasar pengukuran kualitatif.

CARA KERJA:

Tuangkan 3 tetes bahan uji kedalam 3 ml pereaksi Carr-Price. Perhatikan warna yang timbul.

HASIL BERDASARKAN TEORI DAN PRAKTIKUM

Bahan Uji	Teori	Praktikum
Minyak kelapa bermerk		
Minyak kelapa curah		
Margarin		

PEMBAHASAN:

II.2.TEST PENGENAL VITAMIN D

DASAR PERCOBAAN

Vitamin D tahan terhadap oksidasi. Pemanasan minyak dengan H_2O_2 akan merusak vitamin A, sedangkan vitamin D tetap tidak berubah. Dengan pereaksi Carr-Price terjadi warna jingga-kuning dan intensitas warna ini dapat dipakai sebagai ukuran untuk menetapkan kadar vitamin D.

CARA KERJA :

1. Tuanglah 2 ml larutan H_2O_2 5 % ke dalam 2 ml minyak kelapa dalam tabung reaksi
2. Kocoklah campuran itu kira – kira 1 menit
3. Panaskan perlahan – lahan (jangan sampai mendidih), sampai tidak ada lagi gelembung gas yang keluar.
4. Dinginkan isi tabung dibawah kran
5. Tuangkan beberapa tetes pereaksi Carr – Price pada campuran dingin tersebut
6. Perhatikan warna kuning-jingga yang timbul.

HASIL BERDASARKAN TEORI DAN PRAKTIKUM

Bahan Uji	Teori	Praktikum
Minyak kelapa		

PEMBAHASAN :